



# 消毒篮

消毒篮是集装箱系统的主要辅助部件，是全套集装箱所必需的。AYGÜN 专注于消毒篮生产中的 3 个主要模型。其中两种型号是金属丝篮和穿孔板篮。第三种型号是这两种型号的组合，侧面有穿孔金属板，底部有金属丝网。AYGÜN 在其标准生产中拥有适用于所有容器型号和尺寸的消毒篮的型号和尺寸。此外，除了标准生产外，它还确保生产所需尺寸的消毒篮。

消毒篮生产中使用的线材标准直径为 1 毫米，网距为 4 毫米。但这个距离也可以根据特殊要求来安排。此外，AYGÜN 还生产用于小型器械的细网篮、洗衣篮和内窥镜篮。这些消毒篮也可以按要求的尺寸和网眼距离生产。

如需任何特殊生产的消毒篮，请与我们公司联系。





1/1规格



盒子  
支架高度: 10 毫米



型号	外形尺寸
K3-740	540 x 253 x 40 mm
K3-741	540 x 253 x 60 mm
K3-742	540 x 253 x 80 mm
K3-743	540 x 253 x 110 mm

型号	外形尺寸
K3-744	485 x 253 x 40 mm
K3-745	485 x 253 x 60 mm
K3-746	485 x 253 x 80 mm
K3-747	485 x 253 x 110 mm

1/1规格




盖



型号	尺寸
K3-760	542 x 256 x 4 mm

型号	尺寸
K3-761	487 x 256 x 4 mm



适用于 3/4 规格



盒子  
支架高度: 10 毫米



型号	外形尺寸
K3-748	405 x 253 x 40 mm
K3-749	405 x 253 x 60 mm
K3-750	405 x 253 x 80 mm
K3-751	405 x 253 x 110 mm

适用于 1/2 规格



盒子  
支架高度: 10 毫米



型号	外形尺寸
K3-752	244 x 253 x 40 mm
K3-753	244 x 253 x 60 mm
K3-754	244 x 253 x 80 mm
K3-755	244 x 253 x 110 mm

适用于 3/4 规格



盖




型号	外形尺寸
K3-762	407 x 256 x 4 mm

适用于 1/2 规格



盖



型号	外形尺寸
K3-763	247 x 256 x 4 mm



超长规格



盒子  
支架高度: 10 毫米

型号	外形尺寸
K3-711	665 x 253 x 40 mm
K3-712	665 x 253 x 60 mm
K3-713	665 x 253 x 80 mm
K3-714	665 x 253 x 110 mm

超长规格



盖

型号	外形尺寸
K3-710	667 x 256 x 4 mm

超长规格



盒子  
支架高度: 10 毫米

型号	外形尺寸
K3-705	533 x 340 x 40 mm
K3-706	533 x 340 x 60 mm
K3-707	533 x 340 x 80 mm
K3-708	533 x 340 x 110 mm


超长规格




盖

型号	外形尺寸
K3-709	539 x 346 x 4 mm





▼ 适用于大型牙科规格



型号	外形尺寸
K3-771	320 x 220 x 60 mm
K3-772	320 x 220 x 80 mm
K3-773	320 x 220 x 110 mm




型号	外形尺寸
K3-774	322 x 223 x 63 mm
K3-775	322 x 223 x 83 mm
K3-776	322 x 223 x 113 mm



型号	外形尺寸
K3-770	322 x 223 x 4 mm

▼ 适用于牙科规格



型号	外形尺寸
K3-756	275 x 175 x 45 mm
K3-757	275 x 175 x 105 mm




型号	外形尺寸
K3-736	277 x 178 x 50 mm
K3-737	277 x 178 x 110 mm



型号	外形尺寸
K3-764	277 x 178 mm

▼ 适用于迷你规格



型号	外形尺寸
K3-758	265 x 125 x 55 mm



型号	外形尺寸
K3-738	267 x 127 x 60 mm



型号	外形尺寸
K3-765	267 x 127 mm

脚垫




型号	K3-767	身高	20 mm
----	--------	----	-------




型号	K3-768	身高	10 mm
----	--------	----	-------



型号	K3-766	身高	5 mm
----	--------	----	------



我们的金属丝网和穿孔板消毒篮 可以制造成任何尺寸。



请联系以获取详细信息。



型号	外形尺寸
K3-787	138 x 124 x 48 mm

无硅胶固定系统



型号	外形尺寸
K3-788	146 x 46 x 28 mm

无硅胶固定系统



型号	外形尺寸
K3-789	86 x 46 x 28 mm

无硅胶固定系统  
底部 2 毫米，盖子 4 毫米穿孔



型号	外形尺寸
K3-786K	191 x 130 x 36 mm

带硅胶固定系统的消毒篮  
可容纳 12 台 Ø 5 mm 的仪器



型号	外形尺寸
K3-786	191 x 130 x 34 mm

无硅胶固定系统



型号	外形尺寸
K3-790K	186 x 72 x 24 mm

带有硅胶固定系统的托盘。  
拥有 5 种仪器。



型号	外形尺寸
K3-791K	186 x 99 x 24 mm

带有硅胶固定系统的托盘。  
拥有 7 种仪器。



型号	外形尺寸
K3-792K	186 x 137 x 24 mm

带有硅胶固定系统的托盘。  
可容纳 10 种仪器。



型号	外形尺寸
K3-793K	286 x 192 x 34 mm

带有硅胶固定系统的托盘。  
拥有 20 种仪器。



型号	外形尺寸
K3-780K	274 x 180 x 34 mm

带硅胶固定系统的消毒篮  
可容纳 17 个 Ø 5 mm 的仪器



型号	外形尺寸
K3-780	274 x 180 x 32 mm

无硅胶固定系统



型号	外形尺寸
K3-781K	274 x 180 x 44 mm

带硅胶固定系统的消毒篮  
可容纳 17 个 Ø 5 mm 的仪器



型号	外形尺寸
K3-781	274 x 180 x 42 mm
K3-782	274 x 180 x 62 mm

无硅胶固定系统



型号	外形尺寸
K3-783K	274 x 88 x 46 mm

带硅胶固定系统的消毒篮  
可容纳 8 个直径为 5 毫米的仪器



型号	外形尺寸
K3-784K	240 x 76 x 30 mm

带蓝色硅胶垫的消毒篮



型号	外形尺寸
K3-785K	188 x 86 x 36 mm

带硅胶固定系统的消毒篮  
可容纳 8 个直径为 5 毫米的仪器



型号	外形尺寸
K3-785	188 x 86 x 32 mm

带蓝色硅胶垫的消毒篮





▽ 由不锈钢丝网制成的消毒篮

消毒篮  
灭菌盒

网格

实际尺寸



适用于 1/2 规格



盒子



对于 3/4 规格



盒子



型号 外形尺寸

K2-490	246 x 246 x 30 mm
K2-491	246 x 246 x 50 mm
K2-492	246 x 246 x 70 mm
K2-493	246 x 246 x 100 mm



盖

型号 外形尺寸

K3-1045	246 x 246 mm
---------	--------------

型号 外形尺寸

K2-1500	405 x 245 x 30 mm
K2-1501	405 x 245 x 50 mm
K2-1502	405 x 245 x 70 mm
K2-1503	405 x 245 x 100 mm



Lid 盖

型号 外形尺寸

K3-1034	405 x 245 mm
---------	--------------

适用于 1/1 规格



盒子



型号

外形尺寸

K2-450

480 x 245 x 30 mm

K2-451

480 x 245 x 50 mm

K2-452

480 x 245 x 70 mm

K2-453

480 x 245 x 100 mm



盖

型号

外形尺寸

K3-1024

485 x 245 x 5 mm

适用于 1/1 规格



盒子



型号

外形尺寸

K2-460

540 x 245 x 30 mm

K2-461

540 x 245 x 50 mm

K2-462

540 x 245 x 70 mm

K2-463

540 x 245 x 100 mm



盖

型号

外形尺寸

K3-1014

540 x 245 x 5 mm

适用于大型牙科规格



盒子

型号

外形尺寸

K3-2000

323 x 222 x 50 mm

K3-2001

323 x 222 x 70 mm

K3-2002

323 x 222 x 100 mm



适用于超大规格



盒子

型号

外形尺寸

K2-1701

533 x 337 x 50 mm

K2-1702

533 x 337 x 70 mm

K2-1703

533 x 337 x 100 mm



适用于超长规格



盒子

型号

外形尺寸

K2-1801

665 x 250 x 50 mm

K2-1802

665 x 250 x 70 mm

K2-1803

665 x 250 x 100 mm



盖

型号

外形尺寸

K3-2013

323 x 222 x 5 mm



盖

型号

外形尺寸

K3-1707

533 x 337 x 5 mm



盖

型号

外形尺寸

K3-1807

665 x 250 x 5 mm



网格




带盖盒



盒子

实际尺寸



型号	外形尺寸
K2-993	268 x 127 x 47 mm



型号	外形尺寸
K3-1073	268 x 117 x 43 mm

网格





带盖盒



盒子

实际尺寸



型号	外形尺寸
K3-611	270 x 175 x 45 mm



型号	外形尺寸
K3-1070	270 x 170 x 38 mm



带盖盒




盒子



型号	外形尺寸
K2-995	175 x 153 x 35 mm




型号	外形尺寸
K3-1079	175 x 144 x 30 mm



网格

实际尺寸



带盖盒

型号      外形尺寸

K3-1100	30 x 30 x 30 mm
K3-1101	40 x 40 x 20 mm
K3-1102	40 x 40 x 40 mm
K3-1103	60 x 60 x 20 mm
K3-1104	60 x 60 x 40 mm
K3-1105	60 x 60 x 60 mm
K3-1106	80 x 80 x 20 mm
K3-1107	80 x 40 x 40 mm
K3-1108	80 x 80 x 40 mm



带盖盒

型号      外形尺寸

K3-1109	80 x 80 x 60 mm
K3-1110	80 x 80 x 80 mm
K3-1111	100 x 100 x 10 mm
K3-1112	120 x 120 x 30 mm
K3-1113	120 x 120 x 60 mm
K3-1114	120 x 120 x 80 mm
K3-1115	240 x 240 x 30 mm
K3-1116	240 x 240 x 60 mm
K3-1117	240 x 240 x 80 mm
K3-1118	240 x 240 x 100 mm


不锈钢丝网底座



型号	外形尺寸
K2-440	545 x 255 x 30 mm



型号	外形尺寸
K2-1522	405 x 255 x 30 mm



型号	外形尺寸
K2-482	255 x 255 x 30 mm



### 洗衣篮型消毒篮



型号	外形尺寸
K3-1080	600 x 400 x 150 mm
K3-1081	600 x 400 x 300 mm


型号	外形尺寸
K3-1085	600 x 400 x 150 mm
K3-1086	600 x 400 x 300 mm

### 不锈钢丝网篮



型号	外形尺寸
K3-1200	250 x 170 x 70 mm
K3-1201	340 x 250 x 70 mm
K3-1202	450 x 340 x 70 mm

### 不锈钢丝网篮盖




型号	外形尺寸
K3-1203	250 x 170 mm
K3-1204	340 x 250 mm
K3-1205	450 x 340 mm

## STE消毒篮



标准



正面进入

型号	外形尺寸
K3-1206	575 x 280 x 135 mm
K3-1207	575 x 280 x 265 mm


型号	外形尺寸
K3-1208	575 x 280 x 265 mm

## SPRI消毒篮




双框带折叠手柄

单框




型号	外形尺寸
K3-1210	585 x 395 x 100 mm
K3-1211	585 x 395 x 195 mm

型号	外形尺寸
K3-1230	600 x 300 x 40 mm
K3-1231	600 x 300 x 50 mm
K3-1232	600 x 300 x 100 mm
K3-1233	600 x 300 x 130 mm
K3-1234	600 x 300 x 150 mm
K3-1235	600 x 300 x 180 mm
K3-1236	600 x 300 x 200 mm
K3-1237	600 x 400 x 100 mm
K3-1238	600 x 400 x 130 mm
K3-1239	600 x 400 x 150 mm
K3-1240	600 x 400 x 180 mm
K3-1241	600 x 400 x 200 mm




304不锈钢丝网


实际尺寸



型号	外形尺寸
K3-1050	670 x 80 x 52 mm
K3-1051	460 x 80 x 52 mm
K3-1052	290 x 80 x 52 mm



型号	外形尺寸
K3-1062	640 x 150 x 77 mm



型号	外形尺寸
K3-1054	492 x 134 x 55 mm
K3-1055	492 x 134 x 65 mm





型号	外形尺寸
K3-1119	245 x 130 x 55 mm



型号	外形尺寸
K3-1120	245 x 130 x 70 mm



型号	外形尺寸
K3-1121	245 x 130 x 105 mm





# 用于 K 线的垫圈管

Aygün 清洗管系统的设计是为了保持安全地、健康地清洗和消毒特别用于骨科（创伤）手术的克氏针。



型号	外形尺寸
K4-1051	460 x 100 x 64 mm

K-Wires 不锈钢带盖篮子。



型号	外形尺寸
K4-1052	265 x 72 x 64 mm

K-Wires 不锈钢带盖篮子。




用于 K 线的垫圈管

Aygün 洗涤管系统的设计是为了保持安全地、健康地清洗和消毒 K 线，特别是在骨科（创伤）手术中使用。Aygün 洗涤管系统具有获得最大效率的特殊设计。管内的分隔部分 提供 4 根不同直径电线的保护，不会相互混合。借助放置在分隔器中间的内管，来自洗衣机的高压水由内向外流动。这样，管内的电线被冲洗干净。由内向外、由外向内流动，高效完成消毒过程。



- ▶ 该系统有 2 种不同的长度作为选项。
- ▶ 每根管子有 4 个不同的水箱，用于 4 种不同直径的电线
- ▶ 该系统的设计适用于 12 种不同的直径，从 0,6 毫米到 3 毫米。



型号	长度	适用线径
KA-100	150 mm	Ø 0,60 mm Ø 0,80 mm Ø 1,00 mm Ø 1,20 mm
KB-100	150 mm	Ø 1,25 mm Ø 1,40 mm Ø 1,50 mm Ø 1,60 mm
KC-100	150 mm	Ø 1,80 mm Ø 2,00 mm Ø 2,50 mm Ø 3,00 mm
KLA-100	300 mm	Ø 0,60 mm Ø 0,80 mm Ø 1,00 mm Ø 1,20 mm
KLB-100	300 mm	Ø 1,25 mm Ø 1,40 mm Ø 1,50 mm Ø 1,60 mm
KLC-100	300 mm	Ø 1,80 mm Ø 2,00 mm Ø 2,50 mm Ø 3,00 mm


# 灭菌盒 配件

## 模块化自动锁定机制

### 什么是自动锁定机制


自动锁定机构是研发部门为了便于灭菌控制而开发的一种热敏自动锁定系统。模块化自动锁定系统设计用于不同的容器系统。

该系统是根据我们的容器系统的蒸汽高压灭菌器中使用的灭菌要求而开发的。自动锁是一种设计用于可重复使用的系统，而不是用作容器中的安全锁的一次性塑料产品。该系统已在我们自己的设施中进行了 5000 次循环测试，并成功通过了所有测试。系统的最短预期寿命为 5000 次灭菌。在此期间，系统无需任何维护或服务即可使用。



型号

K1-900 (两件)



**AYGUN®**  
SURGICAL INSTRUMENTS CO., INC.

## 自动锁定机制如何工作？

灭菌过程中高压灭菌器的平均温度为 135°C 度。


当高压釜中的温度开始上升到 100 度以上时，位于盒子上的自动锁定机制被激活。当机构启动时，其中的红色活动锁定轴向前移动（图1）。当活动锁轴前进时，它会阻挡盖子中的锁定机构，从而防止盖子不受控制地打开。

系统变为非活动状态的过程如下：完成灭菌过程并将容器从高压灭菌器中取出后，让容器和 Auto Lock 系统冷却 5 到 10 分钟。然后用手指将红色活动锁轴推回（图3）。因此，容器的盖子关闭不再被阻塞并进入打开位置。


当容器进入每次灭菌时，这些过程以相同的方式重复。

当用户看到自动锁定机制被激活时（图1），他/她可以理解容器已经进入灭菌过程。如果自动锁定机制未激活（图 2），则表示该容器之前已打开。

图一（平仓）



图二



**警告：**仅受温度影响可移动活动轴。在正常情况下不可能激活（进入锁定位置）锁定机制。

## 模块化锁定机制有哪些优势？

由于系统可重复使用，与塑料安全封条的使用相比，它更经济。

系统是模块化的，因此可以与不同品牌的产品一起使用。正因如此，如此多的用户可以利用系统的优势。


一次性产品使用后，塑料材料对自然的危害。由于自动锁机构的可重复使用性和内部回收原材料，系统不损害自然。

一次性产品有许多缺点，例如购买、存储和库存跟踪。自动锁定机制使用户免于这种工作量和成本。

每次灭菌前必须将一次性产品附在 (2) 个容器上，这会导致员工浪费时间。

自动锁定机制消除了使用安全封条过程中面临的困难。在故障情况下，由于产品没有固定在容器上，系统可以很容易地维修或更换，因此容器不需要更换。

图三



图四




我们所有带有自动锁定机制的集装箱系统都设计为在必要时也可与塑料安全封条一起使用（图四）。



## 模块化的 自动锁定机制

土耳其专利学院编号：  
a2012 00715

德国专利  
号: 20 2013 100 251.8



图一



装配前应将锁紧夹从凹槽中取出。

图二



然后如图所示放置到容器标签部分。

图三



当您确定产品贴合时，应沿箭头方向放置锁定夹。

图四



请确保锁紧印章前移至卡槽末端并锁紧。



拆卸过程中锁定机构应处于打开位置（图 2）

关闭位置无法拆卸（图1）。

当您确定锁定机构处于打开位置时，可通过锁定方向的反方向向后拉动锁定夹子。

## 模拟指示器窗口

凭借我们在医疗行业 25 年的经验，我们将继续为灭菌管理要求提供解决方案。为此，我们为无菌容器系统开发了模拟指示器窗口。

### 使用模拟指示器窗口的目的

手术器械装入中央消毒服务部(CSSD)容器时，采用模拟指示器窗口进行负荷消毒监测。

在标准容器使用期间，如果不打开盖子，就不可能看到指示器结果。如果手术结果为阴性，而且没有其他选择，那么手术就会延迟，并且在实施过程中会出现问题。

循环后的仿真指标结果可以从容器外壳上的窗口很容易地观察到。在不利条件下，在发送设置使用之前重复灭菌过程。通过这种方式禁止浪费时间，它可以帮助避免开始前的麻烦。

#### 模拟指示器窗口

- ▶ 系统窗口部分采用透明PPSU高分子材料，适合高压灭菌。PPSU高分子材料具有抗划伤和抗冲击性，是一种特殊材料，耐热可达330°
- ▶ 窗口和盒子之间使用硅胶接头，以避免容器内的灭菌风险，并通过 4 件铆钉连接提供 100% 的安全性。
- ▶ 系统中使用的所有其他部件均由阳极氧化铝和不锈钢制成。
- ▶ 指示器旨在将盒子从两个方向放置。此外，由于指示器放置部分内部的压力，还有一种弹簧机制来固定指示器。提供了指标两侧的弹簧机制和固定属性，以使用不同的品牌指标一起在该系统中使用。



土耳其专利学院编  
号：2014-GE-49085



### 模拟指示器窗口的使用

模拟指示器在放置灭菌材料之前放置在灭菌箱内，如左图所示放置在箱内。



当您在框内放置指示带时，您应该确保被放置的参考物和指示出现。您应该通过往复运动或反向旋转指示来确定合适的位置。




在您放置好指示带后，您可以在关闭盖子后通过放置要消毒的材料开始消毒过程。



# 配件 灭菌盒




## 标签（文件）



型号 K2-673

100 个 带指示信号.

对于小尺寸和  
专用容器



型号 K2-672

100 个 带指示信号

对于完整和  
半尺寸容器



## 识别标签 (铝制)

Thoracotomy

Basic Set

Basic Set

Thoracotomy

Thoracotomy

Basic Set

Basic Set

Thoracotomy

彩色识别标签  
根据您的规格雕刻  
最多 16 个字母

颜色	型号
红色	K2-700
蓝色	K2-701
绿色	K2-702
黄色	K2-703
灰色	K2-704
黑色	K2-705
紫色	K2-706
青铜色	K2-707



## 标识（铝制）

建议在 Sterrad 中使用灰色。由于过氧化氢气体等离子体对其他颜色的影响而褪色。



### 标签架

颜色	型号
红色	K2-560
蓝色	K2-561
绿色	K2-562
黄色	K2-563
灰色	K2-564
黑色	K2-565
紫色	K2-566
青铜色	K2-567

### 标签

颜色	型号
红色	K2-570
蓝色	K2-571
绿色	K2-572
黄色	K2-573
灰色	K2-574
黑色	K2-575
紫色	K2-576
青铜色	K2-577

根据您的规格雕刻彩色标识标签





型号 K2-663 蓝色的

100 个 带指示器。  
由塑料制成



型号 K2-664 蓝色的

100 个 由塑料制成



型号 K2-661 蓝色的

100 个 与号码。  
由塑料制成



型号 K2-662 红色的

100 个 带指示器。  
由塑料制成



型号 K2-660 红色的

100 个 由塑料制成



型号 K2-665 红色的

100 个 与号码。  
由塑料制成



▽ PLASMA MODEL 配件

安全封条




型号 K2-663Z 蓝色的

100 个 带指示器。

用于过氧化氢等离子  
灭菌

标签



型号 K2-672Z


100 个 带指示器。  
对于过氧化氢  
等离子灭菌



型号 K2-673Z

100 个 带指示器。  
对于过氧化氢  
等离子灭菌

过氧化氢等离子灭菌过滤器



型号 K2-741Z

直径: 184 mm

一次性使用 100 件。  
用于过氧化氢  
等离子灭菌



型号 K3-615Z

尺寸: 165 x 235 mm

用于过氧化氢  
等离子灭菌



型号 K2-761Z

尺寸: 230 x 120 mm

用于过氧化氢  
等离子灭菌



型号 K2-780Z

尺寸: 130 x 110 mm

用于过氧化氢  
等离子灭菌




纸质过滤器

纸质过滤器

铁氟龙过滤器

铁氟龙过滤器  
(对于 B3 PTFE 系统)



型号 K2-740

直径 184 mm

一次性使用 100 个  
带指示器。Aygün 标志。

型号 K2-741

直径 184 mm

一次性使用 100 个  
带指示器。没有标记。

型号 K2-742


直径 194 mm

灭菌次数  
周期 > 2000

型号 K2-745

直径 90 mm

灭菌次数  
周期 > 2000  
与 K1-970 一起使用





纸质过滤器

纸质过滤器

铁氟龙过滤器

适用于牙科规格



型号 K3-612

尺寸 165 x 235 mm

一次性使用 100 个带指示器。Aygün 标志。



型号 K3-615

尺寸 165 x 235 mm

一次性使用 100 个带指示器。没有标记。



型号 K2-743

尺寸 150 x 233 mm

灭菌次数  
周期 > 2000



纸质过滤器

纸质过滤器

铁氟龙过滤器

迷你型号



型号 K2-760

尺寸 230 x 120 mm

一次性使用 100 个带指示器。Aygün 标志。



型号 K2-761

尺寸 230 x 120 mm

一次性使用 100 个带指示器。没有标记。



型号 K2-744

尺寸 215 x 100 mm

灭菌次数  
周期 > 2000



纸质过滤器

纸质过滤器

铁氟龙过滤器

适用于1/2牙科规格



型号 K2-781

尺寸 130 x 130 mm

一次性使用 100 个带指示器。Aygün 标志。



型号 K2-780

尺寸 130 x 130 mm

一次性使用 100 个带指示器。没有标记。




型号 K2-782

尺寸 130 x 130 mm

灭菌次数  
周期 > 2000



## 过滤器固定器和分配器



**型号** K2-720

直径 186 mm


过滤器固定器，  
适用于 1/1、3/4、1/2、超大、超  
长、大型牙科



**型号** K2-722

直径 186 mm

过滤器固定器，  
适用于所有 A1 型号



**型号** K2-730

尺寸 200 x 200 x 64 mm


过滤器分配器



**型号** K2-1715

尺寸 247 x 172 mm


过滤器固定器，  
牙科规格



**型号** K2-1708

尺寸 250 x 177 x 40 mm

过滤器分配器



**型号** K2-1716

尺寸 243 x 120 mm

过滤器固定器，  
迷你规格



**型号** K2-1709

尺寸 250 x 127 x 53 mm

过滤器分配器



**型号** K2-1717

尺寸 162 x 144 mm





过滤器固定器，  
适用于 1/2 牙科规格



**型号** K2-1710

尺寸 169 x 151 x 53 mm


过滤器分配器



型号	尺寸
K2-519	160 x 135 mm
K2-520	275 x 125 mm
K2-521	250 x 235 mm
K2-522	340 x 230 mm (两个)
K2-523	300 x 300 mm
K2-524	380 x 230 mm

型号	尺寸
K2-525	440 x 230 mm
K2-526	520 x 230 mm
K2-527	230 x 220 mm
K2-528	475 x 230 mm
K2-529	260 x 180 mm
K2-532	280 x 200 mm

硅胶网垫




型号	尺寸
K2-530	250 x 240 mm
K2-531	485 x 250 mm
K2-533	534 x 247 mm
K2-534	395 x 245 mm
K2-535	527 x 335 mm
K2-536	658 x 247 mm

硅胶网垫，  
可以存放手术器械  
不滑，易干燥。



型号	模型	尺寸
K3-948	大型牙科硅胶垫片1/2 号 牙科	118 cm
K3-949	硅胶垫片	72 cm
K3-950	迷你硅胶垫片	77 cm
K3-951	牙科硅胶垫片	89 cm
K3-952	扁平硅胶垫片	101 cm
K3-953	1/2号 硅胶垫片	101 cm
K3-954	3/4号 硅胶垫片	136 cm
K3-955	1/1号 硅胶垫片	158 cm
K3-956	超大硅胶垫片	180 cm
K3-957	超长硅胶垫片	185 cm
K3-958	Endo 硅胶垫片	130 cm







型号	外形尺寸
K3-1090	502 x 255 x 130 mm

- 支架，用于内窥镜检查
- 可容纳 10 个内窥镜器械
  - 适合 1/1 尺寸 20 厘米深的容器
  - 网篮 1/1 50 mm
  - 容器 1/1 200 mm
  - 硅胶垫 520 x 230 mm

型号	外形尺寸
K3-1093	555 x 255 x 130 mm


- 支架，用于内窥镜检查
- 可容纳 10 个内窥镜器械
  - 可放入 18 厘米深的超长容器中
  - 网篮超长 50 毫米
  - 容器超长 180 毫米
  - 硅胶垫 340x230 (2pcs)






型号	外形尺寸
K3-1092	515 x 250 x 165 mm


- 支架，用于动脉镜检查
- 可容纳 20 个动脉镜检查拳
  - 适合 1/1 尺寸 20 厘米深的容器
  - 网篮 1/1 50 mm
  - 容器 1/1 200 毫米
  - 硅胶垫 440 x 230 毫米



型号	外形尺寸
K3-1094	220 x 250 x 160 mm

- 支架，用于 kerrison
- 持有 10 个 kerrison 拳
  - 适合 1/2、1/1 20 厘米和超长尺寸 18 厘米深的容器
  - 网篮 1/2 50 毫米
  - 网篮 1/1 50 mm
  - 网篮超长 50 毫米
  - 容器 1/2 200 毫米
  - 容器 1/1 200 毫米
  - 容器超长 180 毫米





型号	长度
K1-1601	250 x 9 mm
K1-1602	158 x 9 mm
K1-1603	123 x 9 mm
K1-1604	97 x 9 mm
K1-1605	73 x 9 mm
K1-1606	23,5 x 9 mm

可按要求制造任何尺寸



型号	
K1-680-02 (1个)	 螺母
K1-680-03 (1个)	 螺丝



带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-100	250 mm	45 mm
K12-101	152 mm	45 mm
K12-102	125 mm	45 mm
K12-145	97 mm	45 mm


实际尺寸



带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-109	238 mm	45 mm
K12-110	158 mm	45 mm
K12-111	112 mm	45 mm
K12-148	77 mm	45 mm

实际尺寸






带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-106	238 mm	45 mm
K12-107	150 mm	45 mm
K12-108	119 mm	45 mm
K12-147	87 mm	45 mm


实际尺寸



带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-103	240 mm	45 mm
K12-104	150 mm	45 mm
K12-105	120 mm	45 mm
K12-146	90 mm	45 mm


实际尺寸



仪器架，  
从 Ø 3 到 8 毫米  
带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-112	178 mm	24 mm


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-113	73 mm	24 mm

仪器支架，Ø 5 mm  
带导轨、螺钉和螺母

实际尺寸








实际尺寸

仪器支架, Ø 3 mm  
带导轨、螺钉和螺母


型号	长度	高度
K12-114	73 mm	24 mm



实际尺寸

仪器支架, 从 Ø 3 到  
15 mm 带导轨、螺钉和螺母


型号	长度	高度
K12-115	178 mm	34 mm



实际尺寸

带导轨、螺钉和螺母


型号	长度	高度
K12-116	121 mm	22 mm



实际尺寸

带导轨、螺钉和螺母


型号	长度	高度
K12-117	123 mm	22 mm



实际尺寸

仪器支架, 从 Ø 3 mm  
带导轨、螺钉和螺母

型号	长度	高度
K12-124	178 mm	24 mm






仪器支架, Ø 5 mm  
带导轨、螺钉和螺母


型号	长度	高度
K12-125	178 mm	24 mm

实际尺寸



型号	长度	高度
K12-142	40 mm	25 mm


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-126	23.5 mm	25 mm

Ø 10,5 mm With rail, screw and nut


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-127	23.5 mm	25 mm

Ø 8 mm With rail, screw and nut


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-128	23.5 mm	25 mm

Ø 13 mm 带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-129	23.5 mm	25 mm

Ø 5 mm 带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸






型号	长度	高度
K12-130	72 mm	34 mm

内窥镜支架，两侧  
一侧 Ø 12 mm 打开  
一侧从 Ø 3 到 Ø 15 mm 封闭 带导轨、  
螺钉和螺母




型号	长度	高度
K12-141	72 mm	34 mm

内窥镜支架，两侧  
一侧 Ø 12 mm 打开  
从 Ø 3 到 Ø 8 mm 的一侧封闭  
带导轨、螺钉和螺母




型号	长度	高度
K12-131	72 mm	34 mm

仪器支架从 Ø 3 到 Ø 15 mm 带导  
轨、螺钉和螺母




型号	长度	高度
K12-132	72 mm	24 mm

仪器支架，从 Ø 3 到 Ø 8 mm 带导  
轨、螺钉和螺母




型号	长度	高度
K12-133	38 mm	24 mm

内窥镜支架，双面从 Ø 3 到 Ø 8 mm  
带导轨、螺钉和螺母



型号	长度	高度
K12-134	28 mm	34 mm

内窥镜支架，单侧 Ø 12 mm 打开一侧  
从 Ø 3 到  
Ø 15 mm 带导轨、螺钉和螺母






型号	长度	高度
K12-135	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 4 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-136	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 6 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-137	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 8 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-138	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 12 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-139	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 12 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母


实际尺寸



型号	长度	高度
K12-140	38 mm	33 mm

内窥镜支架, Ø 15 mm 闭合  
带导轨、螺钉和螺母

实际尺寸







K2-650

保持  
分配器销



K2-651

仪器固定销



K2-588

固定夹




K2-645

分隔夹  
50 x 20 毫米

K2-646

分隔夹  
130 x 20 毫米



K2-647

分隔夹  
225 x 20 毫米

K2-648

分隔夹  
460 x 20 毫米

夹持器和分隔器



K2-580  
Ø 7 - 12 mm



K2-581  
Ø 12 - 16 mm



K2-582  
Ø 16 - 26 mm



K2-583  
Ø 26 - 36 mm



K2-584  
Ø 36 - 45 mm



型号

外形尺寸

K8-508

98 x 43 x 44 mm

用于 24 个毛刺的齿  
条, 刀柄 Ø 2.35 mm



型号

外形尺寸

K8-509

163 x 103 x 40 mm

15个仪器的架子



型号

外形尺寸

K8-511

218 x 22 x 54 mm

12个仪器的架子




型号

外形尺寸

K8-190

218 x 45 x 52 mm

用于 6 个微型头的可倾斜固定装置





型号	外形尺寸
K2-600	40 x 5 x 18 mm

分隔夹（与 K2-601 和 K2-602 一起使用）



型号	外形尺寸
K2-601	230 x 26 mm
K2-602	470 x 26 mm

带固定螺钉的滑轨




型号	外形尺寸
K2-604	230 x 26 mm
K2-605	470 x 26 mm

限位杆，带安全螺丝




型号	外形尺寸
K2-607	233 x 30 mm

螺旋夹持装置



型号	外形尺寸
K2-609	116 x 30 mm



型号	外形尺寸
K2-615	112 x 18 mm
K2-616	172 x 18 mm
K2-617	232 x 18 mm
K2-618	472 x 18 mm

限位杆




型号	外形尺寸
K2-622	233 x 30 mm

螺旋夹持



型号	外形尺寸
K2-625	126 x 30 mm

螺旋夹持



型号	K2-620
	螺旋夹持

